

O medvídku Termíkovi a jeho novém kouzelném teploměru


Máme skoro jistotu,
že medvídek Termík
sám dostal teplotu!

Jak ji změřit, kdo to ví?
Termík nám to napoví!

Termíku, kde je nejlepší
místo na těle?
Zuzanko, změř mi ji
na čele!

A co já? ptá se kluk.
Honzíku, udělej druhou zkoušku
a změř mi teplotu v oušku!

Termíku a komu
ten teploměr patří?
Vaší chytré mamince!
Teplotu ukáže,
než napočítáš do tří!



Chceš opravdického Termíka jako kamaráda?
Anebo takový teploměr jako má Zuzanka a Honzík?
Popros maminku a udělejte si procházku do lékárny!

Thermoval[®]
duo scan

To nejšetrnější změření teploty – a rovnou dvěma způsoby!

Nejmodernější teploměr na bázi infra červené technologie, který umožňuje čelní i ušní měření.

Thermoval duo scan je investice, která se vám vyplatí, protože měří teplotu:

- **ŠETRNĚ** dvěma způsoby - přikládá se na čelo nebo do ucha, navíc přístroj sám pozná, o jaké měření se jedná
- **RYCHLE** - měřicí senzor detekuje infračervené záření vycházející z ušního bubínku nebo z povrchu čela a sdělí výsledek měření během jedné sekundy, při čelovém měření během tří sekund
- **PŘESNĚ** – přístroj indikuje teplota jádra prostřednictvím infračerveného záření vydávaného lidským tělem.
- **POHODLNĚ A BEZPEČNĚ** - použití je velmi snadné a bezpečné: tlačítkem SCAN spustíte měření, tlačítkem O/I přístroj zapnete či vypnete. Přístroj je vyrobený z odolného plastu.



Pro více informací volejte bezplatně 800 100 333
nebo navštivte www.hartmann.cz

HARTMANN

